


NEW!!

➔ ZrGEN Abutment Seçeneği

ZrGEN Abutment

- Abutment Screw included.
- AnyRidge (AANMSF)

- Titanyum Taban
- 1 Set (= Abutment 10 adet)
- Dahili Yedek Abutment Vidası
- MiNi ZrGEN özel ZrGEN Vidasına sahiptir
- 3 Shape
- Exocad
- Dental Wing
- Farklı yiv sayıları, post boyutuna bağlıdır
- P=4.5 için yiv sayısı: 2 adet
- P=5 için yiv sayısı: 3 adet
- P=6 için yiv sayısı: 4 adet
- P=8 için yiv sayısı: 6 adet



Standard

System	Diameter	Cuff Height	Post Height	Type	Ref.C
AnyRidge	Ø4.0	0.6	4.5	Hex	AANIPR4015.MTN
			6		AANIPR4016.MTN
			8		AANIPR4018.MTN
		1.5	4.5		AANIPR4025.MTN
			6		AANIPR4026.MTN
			8		AANIPR4028.MTN
		3.0	4.5		AANIPR4035.MTN
			6		AANIPR4036.MTN
			8		AANIPR4038.MTN
		4.0	4.5	AANIPR4045.MTN	
			6	AANIPR4046.MTN	
			8	AANIPR4048.MTN	
		Non-Hex	0.6	4.5	AANIPR4015N.MTN
				6	AANIPR4016N.MTN
				8	AANIPR4018N.MTN
			1.5	4.5	AANIPR4025N.MTN
				6	AANIPR4026N.MTN
				8	AANIPR4028N.MTN
			3.0	4.5	AANIPR4035N.MTN
				6	AANIPR4036N.MTN
				8	AANIPR4038N.MTN
			4.0	4.5	AANIPR4045N.MTN
				6	AANIPR4046N.MTN
				8	AANIPR4048N.MTN
	Ø4.5	Hex	0.6	4.5	AANIPR4515.MTN
				6	AANIPR4516.MTN
				8	AANIPR4518.MTN
			1.5	4.5	AANIPR4525.MTN
				6	AANIPR4526.MTN
				8	AANIPR4528.MTN
			3.0	4.5	AANIPR4535.MTN
				6	AANIPR4536.MTN
				8	AANIPR4538.MTN
			4.0	4.5	AANIPR4545.MTN
				6	AANIPR4546.MTN
				8	AANIPR4548.MTN
		Non-Hex	0.6	4.5	AANIPR4515N.MTN
				6	AANIPR4516N.MTN
				8	AANIPR4518N.MTN
			1.5	4.5	AANIPR4525N.MTN
				6	AANIPR4526N.MTN
				8	AANIPR4528N.MTN
			3.0	4.5	AANIPR4535N.MTN
				6	AANIPR4536N.MTN
				8	AANIPR4538N.MTN
			4.0	4.5	AANIPR4545N.MTN
				6	AANIPR4546N.MTN
				8	AANIPR4548N.MTN