


## ZrGEN Seçenekleri

### ZrGEN Abutment

- Abutment Vidası dahildir.  
ST(OSGSAS3110/OSGSAS3210)

Titanyum Bağlantı

- 1Set
- Yedek Abutment Vidası dahildir
- MiNi ZrGEN Vidası 1.6 mm'dir
- Destekleyen DentalCAD yazılımları
- 3 Shape
- Exocad
- Dental Wing
- Post yüksekliğine göre farklı oluk sayısı
- P=4.5 • oluk sayısı : 2
- P=6 • oluk sayısı : 4
- P=8 • oluk sayısı : 6



### Standard

Sistem	Çap	Gingiva Yük.	Post Yük.	Tip	Ref.K	
ST	Small	4.0	0.6	4.5	Hex	OSGSPA3111.MTN
			6	OSGSPA3112.MTN		
			8	OSGSPA3113.MTN		
			4.5	OSGSPA3121.MTN		
			6	OSGSPA3122.MTN		
			8	OSGSPA3123.MTN		
		3.0	4.5	OSGSPA3131.MTN		
			6	OSGSPA3132.MTN		
			8	OSGSPA3133.MTN		
			4.5	OSGSPA3141.MTN		
			6	OSGSPA3142.MTN		
			8	OSGSPA3143.MTN		
	4.0	0.6	4.5	Non-Hex	OSGSPA3111N.MTN	
		6	OSGSPA3112N.MTN			
		8	OSGSPA3113N.MTN			
		4.5	OSGSPA3121N.MTN			
		6	OSGSPA3122N.MTN			
		8	OSGSPA3123N.MTN			
	3.0	4.5	OSGSPA3131N.MTN			
		6	OSGSPA3132N.MTN			
		8	OSGSPA3133N.MTN			
		4.5	OSGSPA3141N.MTN			
		6	OSGSPA3142N.MTN			
		8	OSGSPA3143N.MTN			
Regular	4.0	0.6	4.5	Hex	OSGSPA3211.MTN	
			6		OSGSPA3212.MTN	
			8		OSGSPA4018.MTN	
			4.5		OSGSPA4025.MTN	
			6		OSGSPA4026.MTN	
			8		OSGSPA4028.MTN	
		3.0	4.5		OSGSPA4035.MTN	
			6		OSGSPA4036.MTN	
			8		OSGSPA4038.MTN	
			4.5		OSGSPA4045.MTN	
			6		OSGSPA4046.MTN	
			8		OSGSPA4048.MTN	
	4.0	0.6	4.5	Non-Hex	OSGSPA3211N.MTN	
		6	OSGSPA3212N.MTN			
		8	OSGSPA4018N.MTN			
		4.5	OSGSPA4025N.MTN			
		6	OSGSPA4026N.MTN			
		8	OSGSPA4028N.MTN			
	3.0	4.5	OSGSPA4035N.MTN			
		6	OSGSPA4036N.MTN			
		8	OSGSPA4038N.MTN			
		4.5	OSGSPA4045N.MTN			
		6	OSGSPA4046N.MTN			
		8	OSGSPA4048N.MTN			
4.5	0.6	4.5	Hex	OSGSPA4515.MTN		
		6		OSGSPA4516.MTN		
		8		OSGSPA4518.MTN		
		4.5		OSGSPA3221.MTN		
		6		OSGSPA3222.MTN		
		8		OSGSPA4528.MTN		
	3.0	4.5		OSGSPA4535.MTN		
		6		OSGSPA4536.MTN		
		8		OSGSPA4538.MTN		
		4.5		OSGSPA4545.MTN		
		6		OSGSPA4546.MTN		
		8		OSGSPA4548.MTN		
4.0	0.6	4.5	Non-Hex	OSGSPA4515N.MTN		
	6	OSGSPA4516N.MTN				
	8	OSGSPA4518N.MTN				
	4.5	OSGSPA3221N.MTN				
	6	OSGSPA3222N.MTN				
	8	OSGSPA4528N.MTN				
3.0	4.5	OSGSPA4535N.MTN				
	6	OSGSPA4536N.MTN				
	8	OSGSPA4538N.MTN				
	4.5	OSGSPA4545N.MTN				
	6	OSGSPA4546N.MTN				
	8	OSGSPA4548N.MTN				